



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Earle's 平衡盐粉剂(1×EBSS,含钙镁糖酚红)

简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。BBS 配方常有改动,如 Hank's BBS 有不含钙镁或酚红的,也有含钙镁含酚红的等等, Dulbecco's PBS 有不含钙镁或含钙镁的等。HBSS、EBSS、PBS 等都是与较弱的磷酸盐缓冲液相关的盐溶液。Earle's 平衡盐溶液是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一,又称 Earle's Balanced Salt Solution、Earle's BSS、EBSS,主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、碳酸氢钠等组成,有时亦含钙镁、葡萄糖、酚红, pH 值一般为 7.2~7.4。

源叶生物 Earle's 平衡盐粉剂(1×EBSS,含钙镁糖酚红)含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、葡萄糖、酚红,可用于胰蛋白酶-EDTA 细胞消化液等无钙镁或低钙镁细胞培养用液的配制以及组织和细胞的漂洗等,尤其适用于神经细胞。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

编号	R20055 1L	R20055 10*1L	R20055 10L	Storage
试剂(A): EBSS 粉剂	1 包	10 包	1 包	4℃
试剂(B): 钙盐	1 支	10 支	1 支	4℃
使用说明书	一份			

操作步骤(仅供参考):

- 1、取 1L/包的 EBSS 粉剂,充分溶解于 800ml 去离子水或双蒸水中;
- 2、加入钙盐,调节 pH 至 7.2~7.4,再次充分溶解并混匀,补水即可。如需



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

无菌，建议用高压灭菌的去离子水或双蒸水配制，并过滤除菌，不可高压灭菌。

注意事项:

1、在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

2、Earle's 平衡盐溶液(1×EBSS,含钙镁糖酚红)由于含钙离子，易产生少许沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生的沉淀较多应弃用。

有效期：24 个月有效。

