



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

YT 培养基粉剂(2×)

简介:

YT 培养基可用于多种细菌培养。YT 培养基粉剂(2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成,其浓度比常规 LB 培养基高,溶于无菌水即可使用,如果严格要求无菌,应经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
YT 培养基粉剂(2×)	R20147 1L	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作,溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需无菌,应溶解于蒸馏水或去离子水,高压灭菌 20min。

注意事项:

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。