

## Weigert 铁苏木素染色液

### 简介:

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维: 胶原纤维、网状纤维、弹力纤维, 而胶原纤维(collagen fiber)是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert 铁苏木素染色液是染色力较为强的染色液, 主要由苏木素和三氯化铁组成, 临用前混合, 多用于结缔组织的染色, 如 masson 三色染色、Van Gieson 染色等。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R20387 2×50ml	R20387 2×100ml	Storage
试剂(A): 苏木素染色液	50ml	100ml	RT 避光
试剂(B): 三氯化铁溶液	50ml	100ml	RT
临用前, 取 A、B 按 1:1 混合, 即为 Weigert 铁苏木素染色液, 不宜久置。			
说明书	一份		

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般 Weigert 铁苏木素染色液染色 1~5min。

### 注意事项:

- 1、临用时配制 Weigert 铁苏木素染色液, 不可预先配制后放置, 不宜长久保存。
- 2、上述试剂均有刺激性, 请小心操作。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

---

**有效期:** 12个月有效。

