



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## 乳酚油

### 简介:

乳酸酚棉蓝染色液是细胞不变形, 具有杀菌, 且不易干燥, 能保持较长时间, 是霉菌菌丝、孢子的形态常分类的重要依据。

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似, 但不含棉蓝染料, 主要由苯酚、乳酸、甘油等组成, 适用于植物组织整体封藏, 如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏, 乳酚油亦可作为浮载剂或封固剂, 制作半永久的标本, 用于病原真菌整体封固。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R20706		Storage
	100ml	500ml	
乳酚油			RT 避光
说明书	一份		

### 自备材料:

- 1、盖玻片、载玻片
- 2、显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

#### (一)植物材料:

- 1、取要封固的植物材料, 如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加乳酚油于植物材料上, 使材料接触尽量封片液, 尽量避免气泡。

(二)其它样品: 参考贴组织切片进行操作。

### 注意事项:

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月有效。