



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)

简介:

碱性磷酸酶可以用于 ELISA 检测中, 其反应产物为可溶性的具有颜色的物质, 常用于分光光度计定量测定; 虽然石蜡包埋能破坏大多数碱性磷酸酶的活性, 但残留的酶亦会影响标记效果。

碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)由左旋咪唑、防腐剂等组成, 能够很好的去除了小肠异构体的碱性磷酸酶显影液的封闭。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)	R20843	RT
说明书	100ml	一份

操作步骤(仅供参考):

- 1、切片贴于玻片上, 用 PBS 轻轻清洗。
- 2、将玻片吸干或吹干, 入碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)孵育 10~20min。
- 3、无需清洗, 直接将玻片吸干或吹干。
- 4、在未标记的一抗中孵育。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。