

上海源叶生物科技有限公司 Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd 电话: 021-61312973 传真: 021-55068248

网址: www.shyuanye.com 邮箱: shyysw@sina.com

Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE,RNase free)

简介:

Tris-磷酸电泳缓冲液简称 TPE, 1×TPE 工作液中含有 90mM Tris-磷酸、2mM EDTA, Tris-磷酸电泳缓冲液是 10 倍浓缩的 TPE, 主要由 900mM Tris-硼酸, 20mM EDTA 等组成, 经 DEPC 处理, 无 RNase, 使用时需用 DEPC 处理 水稀释为 1×TPE 后使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

编号 名称	R20963	Storage
10×TPE(RNase free)	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

1、用 DEPC 处理水至 1×后使用。

注意事项:

- 1、注意避免核酸酶污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。