



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

DNA 保存液

简介:

DNA 保存液由 Tris、EDTA、防腐剂等组成,可以螯合金属离子,这样就大大减少金属离子破坏 DNA 的能力,该试剂经无菌处理,不仅适用于保护溶液的 DNA,亦可用于保护组织样本中的 DNA。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20985	R20985	Storage
DNA 保存液	100ml	500ml	RT
说明书	一份		

操作步骤(仅供参考):

1、按实验具体要求操作,一般按 DNA 样本: DNA 保存液=1: 9, 4℃保存。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。