



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)

简介:

SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)是一种以溴酚蓝为染料的 2.5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 主要由 SDS、溴酚蓝、EDTA、蔗糖等组成, 可用于蛋白上样。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R21146	Storage
SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)	5ml	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、取适量的蛋白样品和 SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)混合, 充分混匀。
- 2、直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
- 3、通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

注意事项:

- 1、SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)中不含 β -巯基乙醇。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效; 亦可室温短期保存。