



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## CAPS 转移缓冲液(小于 10KD)

### 简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

CAPS 转移缓冲液(小于 10KD)主要由 CAPS、DTT、甲醇等组成, 适用于小于 10KD 的蛋白质转移, 效果优于普通的 Western 转移缓冲液, 该试剂为 1× 溶液, 直接使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R21290	Storage
CAPS 转移缓冲液(小于 10KD)		500ml	4℃
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、大多数蛋白质转移, 应置于 4℃ 进行, 以防止蛋白降解。

### 注意事项:

- 1、密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。