



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

CAPS 转移缓冲液(高分子量)

简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

CAPS 转移缓冲液(高分子量)主要由 CAPS、DTT、甲醇等组成, 适用于大分子量蛋白质(> 61KD)转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜, 效果优于普通的 Western 转移缓冲液, 该试剂为 1×溶液, 直接使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21292	Storage
	CAPS 转移缓冲液(高分子量)	500ml	4℃
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、大多数蛋白质转移, 应置于 4℃进行, 以防止蛋白降解。

注意事项:

- 1、密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。