

## 绵羊红细胞(4%)

### 简介:

绵羊红细胞是通过无菌采集抗凝绵羊血，离心后获得红细胞沉淀，经等量 PBS 洗涤 2-3 次至上清透亮，最终用阿氏液配至 4%绵羊红细胞。

### 组成:

绵羊红细胞(4%)      100ml      2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项:

- 1、注意不可冻融，每天需轻轻颠倒，将红细胞轻轻摇起。
- 2、长途运输过程中剧烈震荡可能导致本产品出现溶血现象，可以通过离心后 PBS 洗涤来除去破碎的红细胞。
- 4、注意无菌操作，低温保存，开封后请尽快使用完。
- 5、避免超长时间超远距离运输。