



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Church 缓冲液

简介:

Church 缓冲液属于核酸杂交缓冲液, 由 0.5M 磷酸盐缓冲液、SDS、EDTA、BSA 等组成, 不含蔗糖, 可用于核酸杂交实验。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R21945	Storage
Church 缓冲液	100ml	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。