



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)

### 简介:

Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)由 Tris、MOPS、SDS 等组成, 用于分离蛋白和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水溶解, 调节其 pH 值接近 8.3 后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R23170	Storage
Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)	10×1L	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、用 800ml 蒸馏水或去离子水溶解一份该粉剂, 调节其 pH 值接近 8.3, 补水至 1000ml。
- 2、在电泳装置内加入 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液, 装配。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。