



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)

简介:

含酮体的尿液中加亚硝基铁氰化钠,在碱性溶液作用下生成紫色环。源叶生物尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)由酮粉剂(又称酮体粉试剂)组成,主要用于定性检测人、动物尿液中酮体含量。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R23239	Storage
酮体粉试剂	100g	RT 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、取凹玻片,向凹孔内加入一小勺酮体粉试剂。
- 2、滴加新鲜尿液于酮体粉试剂上,完全浸湿,静置后观察。

结果判断:

定性	反应情况
阴性	5min 内无紫色或仅出现淡黄色或棕黄色。
可疑	只出现淡紫色环
+	逐渐出现淡紫色环
2+	较快出现淡紫色环
3~4+	立即出现淡紫色环



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

注意事项:

- 1、尿液酮体浓度高时，紫色明显。
- 2、应注意密闭保存，否则显色不佳。
- 3、当含有大量非晶形尿酸盐时，则产生黄色至褐色环。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。

