上海源叶生物科技有限公司

Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd 电话: 021-61312973 传真: 021-55068248

四山: 021-013129/3 传真: 网址: www.shyuanye.com

邮箱: shyysw@sina.com

MT培养基(不含蔗糖和琼脂,无菌)

产品简介:

MT 培养基(不含蔗糖和琼脂,无菌)主要由钾盐、氯化钙、硫酸镁、磷酸盐等组成,钾盐工作浓度为 1650mg/L、硫酸镁工作浓度为 370mg/L、肌醇工作浓度为 100mg/L。该试剂特点是维生素含量较高,硝酸盐和硫胺素含量较高,经高压灭菌,为无菌溶。

产品组成:

产品名称	规格	Storage
MT 培养基(不含蔗糖和琼脂, 无菌)	500m1	2−8℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

1、根据实验需求操作。

注意事项:

- 1、要根据不同的材料、不同的物种,选择合适的培养基,最好通过实验获得。
 - 2、如需严格无菌,可再次于 121℃高压灭菌 15-20min。

有效期:6个月有效。