

霍氏液(Hoyer's medium)

简介:

霍氏液(Hoyer's medium)含有水合氯醛、树胶、甘油，有一定的腐蚀性，注意操作。主要用于玻片标本的封固。

组成:

霍氏液(Hoyer's medium)	10ml/50ml/100ml	2-8℃,避光
---------------------	-----------------	---------

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。

源叶生物