



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

产品名称: 环酯红霉素

产品别名: **Davercin; Erythromycin Cyclocarbonate**

生物活性:				
Description	Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.			
IC <sub>50</sub> & Target	Antibacterial[1]			
In Vitro	Erythromycin is used in treatment of respiratory, gastrointestinal, and genital tract infections, as well as skin and soft tissue infections. Erythromycin, with its ten chiral centers and two sugar substituents (L-cladinose and D-desosamine), is a good starting point for numerous medicinal chemistry efforts for improvement of its biological profile (better activity, higher stability, and improved bioavailability) since the first generation of macrolides, which had low toxicity and good tolerability, are unstable in acidic media, had low toxicity and good tolerability[1].			
Solvent&Solubility	<b>In Vitro:</b> <b>DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM)</b>  * "≥" means soluble, but saturation unknown.			
	Preparing Stock Solutions	Solvent / Mass / Concentration	1 mg	5 mg
		1 mM	1.3159 mL	6.5796 mL
		5 mM	0.2632 mL	1.3159 mL
		10 mM	0.1316 mL	0.6580 mL
	*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。  储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。			
	<b>In Vivo:</b>  请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂:  ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶			
	1.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300 →5% Tween-80 → 45% saline  Solubility: ≥ 3 mg/mL (3.95 mM); Clear solution  此方案可获得 ≥ 3 mg/mL (3.95 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。  以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 30.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀, 向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 μL 生理盐水定容至 1 mL。			
	2.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→ 90% (20% SBE-β-CD in saline)  Solubility: ≥ 3 mg/mL (3.95 mM); Clear solution  此方案可获得 ≥ 3 mg/mL (3.95 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。  以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 30.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理			



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

	<p>盐水水溶液中，混合均匀。</p> <p>3.请依序添加每种溶剂： 10% DMSO →90% corn oil</p> <p>Solubility: <math>\geq 3</math> mg/mL (3.95 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 <math>\geq 3</math> mg/mL (3.95 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液，此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。</p> <p>以 1 mL 工作液为例，取 100 <math>\mu</math>L 30.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 <math>\mu</math>L 玉米油中，混合均匀。</p>
References	<p>[1]. Jelic D, et al. From Erythromycin to Azithromycin and New Potential Ribosome-Binding Antimicrobials. Antibiotics (Basel). 2016 Sep 1;5(3). pii: E29.</p>



源叶生物