



CAMHB培养基

产品货号: R45636

产品储存:RT, 36 个月

产品说明:

CAMHIB 培养基主要含有牛肉粉、酸水解酪素、可溶性淀粉和氯化钙。牛肉粉和酸水解酪蛋白提供细菌生长所需的氮源、维生素和其它生长因子;可溶性淀粉为细菌提供碳源和能量;氯化钙可调节 pH, 同时是某些酶的激活剂。

成分组成:

成分	g/L
牛肉粉	3.0
酸水解酪素	17.5
可溶性淀粉	1.5
氯化钙	0.05
合计加入量	22.05

使用方法(仅供参考):

1.按标合计加入量取培养基, 加入去离子水定容至 1000mL, 搅拌均匀, 调节 pH 值。

2.121℃高温灭菌 15min 或 115℃高温灭菌 20min。

3.培养基冷却至 55℃左右, 倾倒瓶皿, 并置放于 4℃冰箱保存。

注:固体培养基调节 pH 后可以加热溶解进行分装(琼脂低温不会溶解); 一般情况下液体培养基不需要加热溶解和倾倒瓶皿。

注意事项:

1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。

2.为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。