

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(10×,pH8.3)

简介:

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(10×,pH8.3)由 Tris、MOPS、SDS 等组成,用于分离蛋白和多肽,其在 25℃的 pH 值接近 8.3。使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。

组成:

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(10×,pH8.3) 500ml 2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后,在电泳装置内加入 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液,装配。

注意事项:

- 1、如果每次使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。