



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: **PZ-2891**
CAS 号: **2170608-82-7**
产品货号: **S88590**

生物活性:

Description	PZ-2891 是一种可口服,能渗透血脑屏障的泛酸激酶 (PANK) 调节剂。PZ-2891 在高浓度下充当正构抑制剂,在较低亚饱和浓度下充当变构激活剂。PZ-2891 抑制人泛酸激酶 PANK1 β , PANK2 和 PANK3, IC50 分别为 40.2 nM, 0.7 nM 和 1.3 nM。				
IC50 & Target	IC50: 40.2 ± 4.4 nM (human PANK1 β), 0.7 ± 0.08 nM (human PANK2), 1.3 ± 0.2 nM (human PANK3)[1]				
In Vitro	PZ-2891 抑制小鼠泛酸激酶 PANK1 β 、PANK2 和 PANK3, IC50 分别为 48.7 nM、1.0 nM 和 1.9 nM[1]。				
Solvent&Solubility	细胞实验: DMSO 中的溶解度 : 75 mg/mL (214.64 mM; 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	Preparing Stock Solutions	Solvent / Mass Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM	2.8618 mL	14.3090 mL	28.6180 mL
		5 mM	0.5724 mL	2.8618 mL	5.7236 mL
		10 mM	0.2862 mL	1.4309 mL	2.8618 mL
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 2 years; -20°C, 1 year。-80°C 储存时, 请在 2 年内使用, -20°C 储存时, 请在 1 年内使用。 动物实验: 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.15 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。					
参考文献	[1]. Sharma LK, et al. A therapeutic approach to pantothenate kinase associated neurodegeneration. Nat Commun. 2018 Oct 23;9(1):4399.				

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
储备液的保存方式和期限: -80° C, 2 years; -20° C, 1 year。-80° C 储存时, 请在 2 年内使用, -20° C 储存时, 请在 1 年内使用。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	2.8618 mL	14.3090 mL	28.6180 mL	71.5451 mL
	5 mM	0.5724 mL	2.8618 mL	5.7236 mL	14.3090 mL
	10 mM	0.2862 mL	1.4309 mL	2.8618 mL	7.1545 mL
	15 mM	0.1908 mL	0.9539 mL	1.9079 mL	4.7697 mL
	20 mM	0.1431 mL	0.7155 mL	1.4309 mL	3.5773 mL
	25 mM	0.1145 mL	0.5724 mL	1.1447 mL	2.8618 mL
	30 mM	0.0954 mL	0.4770 mL	0.9539 mL	2.3848 mL
	40 mM	0.0715 mL	0.3577 mL	0.7155 mL	1.7886 mL
	50 mM	0.0572 mL	0.2862 mL	0.5724 mL	1.4309 mL
	60 mM	0.0477 mL	0.2385 mL	0.4770 mL	1.1924 mL
	80 mM	0.0358 mL	0.1789 mL	0.3577 mL	0.8943 mL
	100 mM	0.0286 mL	0.1431 mL	0.2862 mL	0.7155 mL

源叶