



Tris-乙酸电泳粉剂(1×TAE)

产品简介:

Tris-乙酸电泳缓冲液即 Tris acetate-EDTA Buffer，简称 TAE，1×TAE 工作液中含有 40mM Tris-Acetate、1mM EDTA(pH8.0)；TAE 是常用的 DNA 电泳缓冲液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号		X10439	Storage
试剂(A): 1×TAE 粉剂 A		1L	RT
试剂(B): 1×TAE 粉剂 B			RT
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

1、取 700ml 蒸馏水或去离子水，分别加入试剂(A)和试剂(B)充分溶解，补水至 1000ml，即为 1×TAE。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。