



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: shyysw@sina.com

## AGN 银显影液(B 法)

### 简介:

AGN 银显影液(B 法)主要由柠檬酸、AGN 银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液, 不含阿拉伯胶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称 \ 编号	R20870 100ml	Storage
试剂(A): AGN 银显影 A 液	98ml	RT 避光
试剂(B): AGN 银显影 B 液	2ml	4℃ 避光
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前, 按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合, 即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 银显影液内, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

**染色结果:** 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 3 个月有效。