



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)

简介:

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)主要由 PIPES、TRIS、EDTA 等组成, 是一种 RNA 电泳缓冲液, 经 0.1%DEPC 处理, 不含核酸酶, 用于 RNA 电泳。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)	R20940	RT
说明书	500ml	一份

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、实验过程中避免 RNase 污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。