



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

DNA 非变性加样缓冲液(2×)

简介:

DNA 非变性加样缓冲液(2×)是一种非变性的 DNA 上样缓冲液, 该试剂主要由 Tris、EDTA、甘油等组成, 不含溴酚蓝, 加样后易下沉, 使用时需稀释至 1×使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20942	Storage
DNA 非变性加样缓冲液(2×)	5ml	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、DNA 样品与 DNA 非变性加样缓冲液(2×)等量混合。
- 2、直接加到 DNA 胶内, 电泳。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。