



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## 甲酰胺加样缓冲液(10×)

### 简介:

甲酰胺加样缓冲液(10×)是一种 10 倍浓缩的 RNA 上样缓冲液, 以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1×后比重仍然较大, 加样后易下沉, 且颜色清晰可见, 起到电泳指示的作用。

甲酰胺加样缓冲液(10×)主要由去离子甲酰胺、溴酚蓝、EDTA 等组成, 使用时需稀释至 1×使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R20969	Storage
	甲酰胺加样缓冲液(10×)	5ml	4℃ 避光
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取 RNA 样品与甲酰胺加样缓冲液(10×)按 1: 9 的比例混合。
- 2、直接加到 RNA 胶内, 电泳。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、注意避免 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。