



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris-甘油加样缓冲液(5×)

简介:

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料, 不含变性剂 DTT、SDS 的缓冲液, Tris-甘油加样缓冲液(5×)主要由 Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成, 常用于非变性的 PAGE 电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
Tris-甘油加样缓冲液(5×)	R21165	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按照每 1μl 蛋白样品加入 4μl Tris-甘油加样缓冲液(5×)的比例, 混合蛋白样品和 Tris-甘油加样缓冲液(5×)
- 2、直接上样到 PAGE 电泳胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。