



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## TBS 缓冲液(0.02mol/L,pH8.2)

### 简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗免疫染色的组织或 Western Blot 中的蛋白印迹膜等, 是常用分子生物学试剂。

TBS 缓冲液(0.02mol/L,pH8.2)主要由 Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成, 可用于免疫金染色中清洗组织, 亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
TBS 缓冲液(0.02mol/L,pH8.2)	R20822	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、石蜡切片脱蜡至水。
- 2、0.1%胰蛋白酶消化 10min 或 3M 尿素消化 30min。
- 3、蒸馏水冲洗 2 次, 每次 5~10min。
- 4、TBS 缓冲液(0.02mol/L,pH8.2)振荡洗涤 2 次, 每次 10min。
- 5、进行封闭及下游其他实验。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。