



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

免疫染色二抗稀释液

简介:

免疫染色二抗稀释液(Immunol Staining Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于非荧光免疫染色时二抗(secondary antibody)的稀释, 经免疫染色(非荧光)二抗稀释液稀释的二抗可以在 1~2 周内重复使用 2~4 次, 按照每个二抗稀释 10ml 计算, 100ml 免疫染色二抗稀释液可以稀释 10 次二抗。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R20930	Storage
	免疫染色二抗稀释液	100ml	4℃
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、参考所用的二抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例, 例如 1:1000~1:500 稀释二抗。
- 2、二抗稀释后即可直接用于非荧光免疫染色。
- 3、一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的二抗, 4℃保存, 以用于下次的免疫染色。

注意事项:

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃进行二抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓二抗的衰减速度。
- 2、本免疫染色二抗稀释液经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。
- 3、一旦启用后建议在一个月内存用, 如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。