



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Western 转移缓冲液(5×,尼龙膜)

### 简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到尼龙膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western 转移缓冲液(5×,尼龙膜)主要成分为 Tris、甘氨酸等, 不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 该试剂为 5×溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
Western 转移缓冲液(5×,尼龙膜)	R21298	RT
说明书	500ml	一份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、稀释至 1×后使用。
- 2、大多数蛋白质转移, 应置于 4℃进行, 以防止蛋白降解。

### 注意事项:

- 1、密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。