

## Western 二抗稀释液

### 产品简介：

Western 二抗稀释液(Secondary Antibody Dilution Buffer)可用于免疫印迹中的二抗的稀释和配制。经 源叶生物 Western 二抗稀释液稀释的二抗可以在 1~2 周内重复使用 3~4 次。

### 产品组成：

Secondary Antibody Dilution Buffer	50ml	100ml	4°C
------------------------------------	------	-------	-----

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据所用二抗的使用说明以及二抗的效价和目的蛋白的含量，按照适当比例(如 1:1000、1:500 等比例)稀释二抗。
- 2、二抗稀释后即可直接用于孵育抗体。一次 Western 结束后，可以回收稀释的二抗，4°C 保存，用于下次的 Western，通常在 1~2 周内可以重复使用 3~4 次。

### 注意事项：

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在 4°C 条件下进行二抗和蛋白膜的结合反应，以减缓二抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 6 个月有效。