



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

蛋白酶 K 缓冲液(10×)

简介:

蛋白酶 K 缓冲液(10×)由 Tris-HCl 缓冲液(pH8.3)、氯化钾、氯化镁等组成, pH 约为 8.3, 蛋白酶 K 反应时使用该反应缓冲液, 工作浓度为 1×。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
	R21328	
蛋白酶 K 缓冲液(10×)	100ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 月有效。