



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## 强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)

### 简介:

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要, IgG 是最稳定的球蛋白之一, 通常在 pH5~9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定, 强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)由 Tris-HCl(pH7.5)、氯化钠、防腐剂、保护剂等组成, 不含磷酸盐, pH=7.5, 可用于常规抗体的保存。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)	R21336	RT
说明书	100ml	一份

### 操作步骤(仅供参考):

1、制备好的抗体充分溶解于强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)后, 4℃保存 1 年, -20℃保存 2 年或更长时间。

### 注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 月有效。