



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

弱磷酸盐缓冲液(LoPBS,pH7.0)

简介:

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要, IgG 是最稳定的球蛋白之一, 通常在 pH5~9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定, 弱磷酸盐缓冲液(LoPBS,pH7.0)由磷酸盐、氯化钠、防腐剂、保护剂等组成, 不含 Tris, pH=7.0, 可用于常规抗体的保存。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
弱磷酸盐缓冲液(LoPBS,pH7.0)	R21338	RT
说明书	100ml	一份

操作步骤(仅供参考):

1、制备好的抗体充分溶解于弱磷酸盐缓冲液(LoPBS,pH7.0)后, 4℃保存 1 年, -20℃保存 2 年或更长时间。

注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 月有效。