



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

PB 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L,pH7.2~7.4)

简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PB 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L,pH7.2-7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成,不含氯化钠,不含钙离子和镁离子, pH 值约为 7.2~7.4,主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途,该试剂浓度 0.1mol/L 是指磷酸根的总浓度为 0.1mol/L,可直接使用,亦可稀释后至恰当浓度使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

| 名称 | 编号 | | Storage |
|-------------------------------|--------|----|---------|
| | R21978 | | |
| PB 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L,pH7.2~7.4) | 500ml | 2L | RT |
| 说明书 | | 一份 | |

操作步骤(仅供参考):

- 1、无需配制,直接使用,亦可稀释后至恰当浓度使用。

注意事项:

- 1、PS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子,不易产生沉淀,出现该种情况后,一般置于温浴至沉淀溶解即可,如果产生较多沉淀应弃用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。