



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Western 转移缓冲液(10×)

### 简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western 转移缓冲液(10×)主要成分为 Tris、甘氨酸等, 不含甲醇, 不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上, 该试剂为 10×溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R21999	Storage
	Western 转移缓冲液(10×)	500ml	4℃
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按 Western 转移缓冲液(10×): 甲醇: 蒸馏水=1: 2: 7 的比例, 配制 1×转移工作液。
- 2、大多数蛋白质转移, 应置于 4℃进行, 以防止蛋白降解。

### 注意事项:

- 1、密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。