



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)

简介:

荧光抗体稀释液用于荧光染色时一抗(primary antibody)、二抗(secondary antibody)的稀释和配制, 当荧光抗体的染色如果背景较高, 可以用荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)稀释至临界浓度, 使特异性染色呈阳性而非特异性染色呈阴性。

荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)由伊文思蓝、盐等组成, 为蓝色液体, 减少非特异性荧光, 宜做常规应用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R22239		Storage
	荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)	50ml	100ml	4℃ 避光
说明书		一份		

自备材料:

- 1、载玻片
- 2、盖玻片
- 3、荧光显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作, 稀释抗体后应 4℃避光保存。

注意事项:

- 1、荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。
- 2、在使用荧光抗体稀释液的情况下, 虽然可减缓淬灭, 仍需尽量避光。

有效期: 12 个月有效。