

含锌碘化钾淀粉指示液

简介:

氧化还原指示剂，主要用于碘量法。遇碘变为蓝色。主要由碘、碘化钾和氧化锌等组成。

组成:

含锌碘化钾淀粉指示液 100ml 2-8℃

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、本产品仅用于科研，严禁他用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。

源叶生物