



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris-HCl 缓冲液(0.01mol/L,pH5.0,RNase free,无菌)

简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为 121.14, 在 25℃ 下 pKa 为 8.1, Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间。Tris 碱的水溶液 pH 在 10.5 左右, 一般加入盐酸调节 pH 值至所需值, 即可获得该 pH 值的缓冲液。常用作生物缓冲液, 常用 pH 值为 6.8、7.4、8.0、8.8, 其 pH 值随温度变化很大。一般来说, 温度每升高 1℃, pH 值下降 0.03。1M Tris-HCl pH8.0 是生物学中最常用的试剂之一, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度, 例如配制 Tris-EDTA 溶液, TBE 电泳缓冲液等。

源叶生物 Tris-HCl 缓冲液(0.01mol/L,pH5.0,RNase free,无菌)属于 pH 缓冲液, 采用进口 Tris、DEPC 水配制而成, 再经 15psi 高压灭菌处理, 常用于 RNA 相关实验。

组成:

Tris-HCl 缓冲液(0.01mol/L,pH5.0,RNase free,无菌) 500ml RT

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、注意无菌无酶操作, 避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。