

## 内氏液(Nesbitt's fluid)

### 简介:

内氏液(Nesbitt's fluid)含有水合氯醛、酸，有一定的腐蚀性，注意操作。主要用于玻片标本的清洗、软化。

### 组成:

内氏液(Nesbitt's fluid)	50ml/100ml	2-8℃,避光
----------------------	------------	---------

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。

源叶生物