



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tween20/TBS 溶液(1×TBST,pH8.0)

简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜,或者配制封闭液, 是常用分子生物学试剂, 在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20, 能够大大增强 TBS 的洗涤作用。

Tween20/TBS 溶液(1×TBST,pH8.0)主要成分为 Tris-HCl(pH8.0)、氯化钠 Tween 20、防腐剂等, pH 值约为 8.0, 主要用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的洗涤, 亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
Tween20/TBS 溶液(1×TBST,pH8.0)	R30564	RT
说明书	500ml	一份

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、清洗膜时, 每次 5~10min, 重复 3 次。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。