

PEG3350 溶液(50%,无菌)

简介:

聚乙二醇诱导细胞融合,可用作融合剂,以获得生产单克隆抗体的杂交瘤细胞,诱导细胞杂交。也可用于酵母转化。无菌溶液,由 DPBS(pH7.4)和 PEG3350 或称聚乙二醇 3350 组成,经无菌处理。体外培养的单层贴壁细胞或悬浮细胞均可以做融合,但成功概率较大的是单层贴壁细胞。

组成:

PEG3350 溶液(50%,无菌)	10ml/100ml	2-8℃
--------------------	------------	------

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。