



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE)

简介:

Tris-磷酸电泳缓冲液简称 TPE, 1×TPE 工作液中含有 90mM Tris-磷酸、2mM EDTA。Tris-磷酸电泳缓冲液是 10 倍浓缩的 TPE, 主要由 900mM Tris-磷酸、20mM EDTA 等组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×TPE 后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	编号	Storage
	R20962	
10×TPE	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×。
- 2、琼脂糖溶解于 1×TPE, 加热熔化, 冷却至 55℃后加染料, 冷却至室温。
- 3、上样, 电泳。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。