



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: **ML401**
CAS 号: **1597489-14-9**
产品货号: **S89062**

生物活性:

Description	ML401 是一种有效的化学探针, 选择性地拮抗 EBI2 (也称为 GPR183), IC50 值为 1.03 nM。ML401 在趋化性分析中显示活性 (IC50=6.24 nM)。ML401 表现出良好的稳定性, 且无细胞毒性。				
IC50 & Target	IC50: 1.03 nM (EBI2)[1]				
In Vitro	ML401 shows no toxicity (>50 μM) towards immortalized Fa2-N4 human hepatocytes and non-cytotoxic in MTT in both LnCap and IMR-32 cells (>50 μM)[1]。				
In Vivo	ML401 shows very good stability in both human plasma and mouse plasma[1]。				
Solvent&Solubility	细胞实验: DMSO 中的溶解度 : 10.42 mg/mL (24.82 mM; 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	Preparing Stock Solutions	Solvent / Mass Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM	2.3824 mL	11.9121 mL	23.8243 mL
		5 mM	0.4765 mL	2.3824 mL	4.7649 mL
		10 mM	0.2382 mL	1.1912 mL	2.3824 mL
	*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 2 years; -20°C, 1 year。-80°C 储存时, 请在 2 年内使用, -20°C 储存时, 请在 1 年内使用。 动物实验: 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: ≥ 1.04 mg/mL (2.48 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 1.04 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 10.4 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH ₂ O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 1.04 mg/mL (2.48 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 1.04 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 10.4 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均				



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

	匀。
参考文献	[1]. Ardecky R, et al. Functional Antagonists of EBI-2. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C, 2 years; -20°C, 1 year。 -80°C 储存时, 请在 2 年内使用, -20°C 储存时, 请在 1 年内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	2.3824 mL	11.9121 mL	23.8243 mL	59.5607 mL
	5 mM	0.4765 mL	2.3824 mL	4.7649 mL	11.9121 mL
	10 mM	0.2382 mL	1.1912 mL	2.3824 mL	5.9561 mL
	15 mM	0.1588 mL	0.7941 mL	1.5883 mL	3.9707 mL
	20 mM	0.1191 mL	0.5956 mL	1.1912 mL	2.9780 mL