



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: DC-TEADin02

CAS 号: 2380228-45-3

产品货号: S89746

生物活性:

Description	DC-TEADin02 is a potent TEAD autopalmitylation inhibitor. DC-TEADin02 has TEAD autopalmitylation inhibitory with the IC50 value of 197 nM. DC-TEADin02 can be used for the research of development, regeneration and tissue homeostasis[1].				
In Vitro	DC-TEADin02 具有 TEAD 自棕榈酰化抑制作用, IC50 值为 197 nM[1]。 DC-TEADin02 (0-25 μM) 抑制 TEAD 转录活性, 导致 YAP 相关下游基因表达下调[1]。				
Solvent&Solubility	细胞实验: DMSO 中的溶解度 : 100 mg/mL (309.21 mM; 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	Preparing Stock Solutions	Solvent / Mass / Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM	3.0921 mL	15.4603 mL	30.9205 mL
		5 mM	0.6184 mL	3.0921 mL	6.1841 mL
		10 mM	0.3092 mL	1.5460 mL	3.0921 mL
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。 动物实验: 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.73 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂ O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% (20% SBE- β -CD in Saline) Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.73 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE- β -CD 生理盐水水溶液 中, 混合均匀。 2 g SBE- β -CD (磺丁基醚 β -环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。					



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

	方案 三 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.73 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. Wenchao Lu, et al. Discovery and biological evaluation of vinylsulfonamide derivatives as highly potent, covalent TEAD autopalmitylation inhibitors. Eur J Med Chem. 2019 Dec 15;184:111767.

完整储备液配制表:

* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	3.0921 mL	15.4603 mL	30.9205 mL	77.3013 mL
	5 mM	0.6184 mL	3.0921 mL	6.1841 mL	15.4603 mL
	10 mM	0.3092 mL	1.5460 mL	3.0921 mL	7.7301 mL
	15 mM	0.2061 mL	1.0307 mL	2.0614 mL	5.1534 mL
	20 mM	0.1546 mL	0.7730 mL	1.5460 mL	3.8651 mL
	25 mM	0.1237 mL	0.6184 mL	1.2368 mL	3.0921 mL
	30 mM	0.1031 mL	0.5153 mL	1.0307 mL	2.5767 mL
	40 mM	0.0773 mL	0.3865 mL	0.7730 mL	1.9325 mL
	50 mM	0.0618 mL	0.3092 mL	0.6184 mL	1.5460 mL
	60 mM	0.0515 mL	0.2577 mL	0.5153 mL	1.2884 mL
	80 mM	0.0387 mL	0.1933 mL	0.3865 mL	0.9663 mL
	100 mM	0.0309 mL	0.1546 mL	0.3092 mL	0.7730 mL