

PBS 磷酸盐缓冲液(20×, 0.2mol/L)

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

源叶生物 PBS 磷酸盐缓冲液(20×, 0.2mol/L)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成，含少量氯化钠，不含钙离子和镁离子，，主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂为 20×浓缩液，应稀释为 1×使用，稀释后 pH 值约为 7.2~7.4。

产品组成：

PBS 磷酸盐缓冲液(20×,0.2mol/L) 500ml 2L RT

操作步骤(仅供参考)：

1、用去离子水或蒸馏水稀释为 1×使用。

注意事项：

- 1、PBS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子，不易产生沉淀。但由于该溶液浓度相对较高或者放置温度过低，有可能产生沉淀出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果加热后仍无法溶解应弃用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效。