



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)

简介:

甲基汞凝胶电泳缓冲液工作液中含有 50mM 硼酸、5mM 硼酸钠、微量硫酸钠, pH 值约为 8.1, 甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)由 500mM 硼酸、50mM 硼酸钠、硫酸钠等组成, 常用于甲基氢氧化汞电泳, 使用时用蒸馏水或去离子水稀释为 1×。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	
	R20966	Storage
甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	RT
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×。
- 2、琼脂糖溶解于 1×甲基汞凝胶电泳缓冲液, 加热熔化, 冷却至 55℃后加入甲基氢氧化汞, 使后者终浓度为 5mmol/L。
- 3、上样, 电泳。

注意事项:

- 1、蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子, 以免影响电泳效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。